

Modulo

ISTRUZIONI SPEDIZIONE OGGETTI SOTTOPOSTI A PROVA VALUTATIVA RNE.CR.AF.21.01

LMR/MOD.21.006 - agg. 0 del 2021-04-15

- Indirizzo di spedizione:

Politecnico di Milano
Dipartimento di Energia
Via La Masa 34 – ed. B18
20156 Milano
Referenti: Stefano Abate – Ornella Tambussi
(+39 02 2399 6307 - 6305).
“Prova valutativa RNE.CR.AF.21.01”

1. Data ultima ricevimento pacco: **30/06/2021**
2. Numero di oggetti per set iscritto: **72**
3. Gli oggetti sottoposti a prova valutativa devono essere preparati nella stessa configurazione di utilizzo da parte degli utenti. Al rientro, i dispositivi a CR39 dovranno essere processati seguendo le normali procedure utilizzate nella routine.
4. Se possibile, gli oggetti non devono riportare etichette o simili che possano identificare il laboratorio partecipante.
5. Ogni set è identificato da un codice del tipo DXY (dove X e Y sono numeri), che sarà trasmesso tramite email dal Coordinatore della prova ad ogni singolo partecipante. Ogni dispositivo deve riportare un'etichetta con l'indicazione del codice identificativo del set, seguito da una numerazione progressiva [esempio: DXY-01, DXY-02,.....DXY-72].
6. Preparare un elenco di corrispondenza tra il codice assegnato al dispositivo e il codice identificativo del laboratorio (utilizzare il modulo LMR/MOD.21.010 “Elenco oggetti sottoposti a prova valutativa”). Tale elenco deve essere stampato, firmato dalla persona di riferimento del laboratorio partecipante e spedito assieme ai dispositivi.
7. I dispositivi devono essere preparati pronti all'uso, in modo che l'organizzatore non debba operare nessuna manipolazione sugli stessi, se non per un eventuale meccanismo on/off.
8. I dispositivi devono essere suddivisi in sei gruppi di 12 dispositivi ciascuno. I sei gruppi devono essere inseriti all'interno di sei buste a tenuta di radon termosaldate.

9. Su ognuna delle sei buste apporre solo un'etichetta con il codice del set e il progressivo dei dosimetri (esempio: da DXY-01 a DXY-12)
10. Inserire le sei buste contenenti i dispositivi in un'ulteriore busta e quindi imballare in una scatola per la spedizione. Oltre ai dispositivi la scatola deve contenere: a) un'etichetta con l'indirizzo del partecipante da usarsi per la restituzione, b) il modulo LMR/MOD.21.010 di cui al punto 6.
11. Sull'esterno della busta o del pacco apporre un'etichetta con l'indirizzo riportato in prima pagina, oltre al mittente, oppure utilizzare il modulo LMR/MOD.21.011 "Etichetta per spedizione". **Non indicare alcun codice in esterno oltre a quello della prova valutativa riportata sull'etichetta.**
12. La spedizione degli oggetti all'organizzazione è a carico dei partecipanti. Il laboratorio organizzatore provvederà in seguito alla restituzione con spese a proprio carico.
13. Per i corrieri o i fattorini, indicare come orari di consegna dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì. La consegna avviene presso l'edificio B18, piano terra. Come persone di riferimento indicare: Stefano Abate/Ornella Tambussi.
14. Una volta spedito il pacco, inviare una e-mail a ptp-deng@polimi.it con l'elenco dei dispositivi (modulo LMR/MOD.21.010 di cui al punto 6, in formato PDF senza firma e no scansione) e con eventuale numero di lettera di vettura e relativo corriere, per controllare lo stato della spedizione.
15. I moduli LMR/MOD.21.010 "Elenco oggetti sottoposti a prova valutativa" e LMR/MOD.21.011 "Etichetta per spedizione" sono disponibili al seguente link: <https://www.metrorad.polimi.it/it/informazioni-interconfronti/>
16. Al momento della restituzione degli oggetti, nel modulo LMR/MOD.21.010 "Elenco oggetti sottoposti a prova valutativa" saranno indicate eventuali note sull'utilizzo dei dispositivi.
17. Indicazioni circa la trasmissione dei risultati saranno inviate contestualmente alla restituzione dei dispositivi, secondo quanto definito nel calendario della prova (LMR/MOD.21.004).
18. Per ulteriori chiarimenti o per dubbi, inviare una e-mail all'indirizzo ptp-deng@polimi.it o telefonare al Coordinatore, Prof. Marco Caresana (+39 02 23996336).