



Modulo

ISTRUZIONI SPEDIZIONE OGGETTI SOTTOPOSTI A PROVA VALUTATIVA

DOS.TB.PH.23.02

LMR/MOD.21.006 - agg. 1 del 2021-06-11

- Indirizzo di spedizione:

**Politecnico di Milano
Dipartimento di Energia
Via La Masa, 34 - B18
20156 Milano
Luisella Garlati - tel. 02 2399 6371
“Prova valutativa DOS.TB.PH.23.02”**

- Periodo di ricevimento pacco: **1 settembre 2023 - 6 ottobre 2023**
- Numero di oggetti per set iscritto: **16 dosimetri per dosimetria personale a corpo intero**
- Gli oggetti sottoposti a prova valutativa devono essere preparati nella stessa configurazione di utilizzo da parte degli utenti (comprese clip, bustine protettive, ecc..). Al rientro, per quanto possibile i dosimetri dovranno essere processati seguendo le normali procedure, utilizzate nella routine.
- Se possibile, gli oggetti non devono riportare etichette o simili, che possano identificare il partecipante.
- Ogni set è identificato da un codice del tipo Dxy (dove x e y sono numeri), trasmesso tramite email dal Coordinatore della prova. Ogni dosimetro deve riportare un’etichetta con i codici da Dxy-01 a Dxy-16 (esempio: D99-01, D99-02,), **ben leggibile e posta sul lato frontale del dosimetro**.
- Preparare un elenco di corrispondenza tra codice assegnato al dosimetro (del tipo Dxy-wz) e codice identificativo proprio del laboratorio (utilizzare il modulo LMR/MOD.21.010 “Elenco oggetti sottoposti a prova valutativa”). Tale elenco deve essere stampato, firmato dalla persona di riferimento del laboratorio partecipante e inserito nella busta assieme ai dosimetri.
- Per ogni set preparare una busta in cui inserire: i dosimetri già assemblati, l’elenco dei dosimetri, **uno schema o una foto con indicato chiaramente il lato frontale del dosimetro, il punto d’irraggiamento del dosimetro e la direzione d’incidenza del fascio di radiazione**.
- Sulla singola busta apporre solo un’etichetta con il codice del set Dxy.

- Inserire i dosimetri in una busta imbottita o in una scatola per la spedizione. Inserire anche un'etichetta per rispedire la busta o il pacco ed eventuali istruzioni ausiliarie, oltre a i documenti richiesti
- Sull'esterno della busta o del pacco apporre un'etichetta con l'indirizzo sopra riportato, oltre al mittente (è possibile utilizzare l'etichetta appositamente predisposta LMR/MOD.21.011 "Etichetta per spedizione"). **Non indicare alcun codice in esterno, oltre a quello della prova valutativa riportata sull'etichetta.**
- La spedizione degli oggetti al Laboratorio di Metrologia delle Radiazioni (LMR) è a carico dei partecipanti. **Si consiglia il trasporto su strada**, per evitare irraggiamenti accidentali dovuti a controlli aeroportuali o di controllo colli. **Si sconsiglia l'invio tramite raccomandata**, causa problemi di consegna presso il campus riscontrati negli ultimi mesi.
- Il LMR provvede alla restituzione degli oggetti ai laboratori partecipanti tramite proprio corriere (fornire eventuali indicazioni di luogo di consegna e di orario).
- Per i corrieri o i fattorini, indicare come orari di consegna dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì. La consegna avviene presso il Laboratorio di Metrologia delle Radiazioni, via La Masa 34 – ed. B18, 20156 Milano. Come persona di riferimento indicare Luisella Garlati, telefono 02 2399 6371.
- Una volta spedito il pacco, inviare una e-mail a ptp-deng@polimi.it con l'elenco degli oggetti (modulo LMR/MOD.21.010), con eventuale numero di lettera di vettura e relativo corriere, per controllare lo stato della spedizione.
- I moduli LMR/MOD.21.010 "Elenco oggetti sottoposti a prova valutativa" e LMR/MOD.21.011 "Etichetta per spedizione" sono disponibili al seguente link: <https://www.metro-rad.polimi.it/it/informazioni-interconfronti/>
- Al momento della restituzione degli oggetti, nel modulo LMR/MOD.21.010 "Elenco oggetti sottoposti a prova valutativa" saranno indicati i dosimetri non utilizzati e quelli irraggiati in modo errato, così da permettere la corretta sottrazione della dose dovuta al trasporto e alla radiazione di fondo ambientale.
- Indicazioni circa la trasmissione dei risultati saranno inviate una volta resi i set dosimetrici, secondo quanto definito nel calendario della prova (LMR/MOD.21.004).
- Per ulteriori chiarimenti o per dubbi, inviare una e-mail all'indirizzo ptp-deng@polimi.it o telefonare al Coordinatore (Luisella Garlati, 02 2399 6371).