



# Modulo

## ISTRUZIONI SPEDIZIONE OGGETTI SOTTOPOSTI A PROVA VALUTATIVA

### RNE.TD.FD.23.04

LMR/MOD.21.006 - agg. 1 del 2021-06-11

- Indirizzo di spedizione:

**Politecnico di Milano**  
**Dipartimento di Energia**  
**Via La Masa, 34 - B18**  
**20156 Milano**  
**Ornella Tambussi - tel. 02 2399 6305**  
**“Prova valutativa RNE.TD.FD.23.04”**

- Data ultima ricevimento pacco: **20 gennaio 2024**
- Numero di oggetti per gruppo iscritto: **12 dispositivi - rivelatori a tracce;**
- **Questa prova è un'estensione della prova valutativa RNE.TD.DL.23.03: pertanto la preparazione dei dispositivi segue le stesse istruzioni della prova RNE.TD.DL.23.03.**
- I dispositivi sottoposti a prova valutativa devono essere preparati nella stessa configurazione di utilizzo da parte degli utenti. Al rientro, per quanto possibile i dispositivi dovranno essere processati seguendo le normali procedure, utilizzate nella routine del laboratorio partecipante.
- Se possibile, gli oggetti non devono riportare etichette o simili che possano identificare il partecipante.
- Ogni gruppo è identificato da un codice del tipo Dxy (dove x e y sono numeri), trasmesso tramite email dal Coordinatore della prova. Per questa prova, il gruppo di dispositivi costituisce la busta 5. Pertanto, ogni dispositivo deve riportare un'etichetta con i codici da Dxy-49 a Dxy-60 (esempio: D99-49, D99-50, ....).
- Preparare un elenco di corrispondenza tra codice assegnato al dispositivo e codice identificativo del laboratorio (utilizzare il modulo LMR/MOD.21.010 “Elenco oggetti sottoposti a prova valutativa”). Tale elenco deve essere stampato, firmato dalla persona di riferimento del laboratorio partecipante e inserito nella busta assieme ai dispositivi.
- I dispositivi devono essere preparati pronti all'uso, in modo che l'organizzatore non debba operare nessuna manipolazione sugli stessi, se non per un eventuale meccanismo on/off.
- I dispositivi devono essere così preparati:

- Un set composto da 10 dispositivi da esporre + 2 dispositivi transito;
- Il set deve essere contenuto in una busta a tenuta di radon, opportunamente etichettata e sigillata.
- Sulla busta apporre solo un'etichetta con il codice del gruppo e la dicitura **“Busta 5 - Set per prova fading”**.
- Inserire nella busta anche il modulo LMR/MOD.21.010 “Elenco oggetti sottoposti a prova valutativa – RNE.TD.FD.23.04” ed eventuali istruzioni per la conservazione dei dispositivi. Inserire la busta nel pacco assieme alle quattro buste della prova RNE.TD.DL.23.03.
- Tutta la modulistica della prova valutativa è disponibile al seguente link: <https://www.metrorad.polimi.it/it/informazioni-interconfronti/>
- Al momento della restituzione degli oggetti, nel modulo LMR/MOD.21.010 “Elenco oggetti sottoposti a prova valutativa” saranno indicate eventuali note sull'utilizzo dei dispositivi.
- Indicazioni circa la trasmissione dei risultati saranno inviate contestualmente alla restituzione dei dispositivi, secondo quanto definito nel calendario della prova (LMR/MOD.21.004).
- Per ulteriori chiarimenti o per dubbi, inviare una e-mail all'indirizzo [ptp-deng@polimi.it](mailto:ptp-deng@polimi.it) o telefonare al Coordinatore, Prof. Marco Caresana (+39 02 23996336).