

Modulo

ELENCO OGGETTI SOTTOPOSTI A PROVA VALUTATIVA

LMR/MOD.21.010 - agg. 0 del 2021-04-15

Prova valutativa
DOS.ES.PH.25.01
Dosimetri per estremità

Il documento PDF è compilabile. Nella casella a destra della cella “Codice set” si trova il campo per inserire il codice del set di dosimetri, nella forma ESxy. Inserendo qui il codice, in automatico si compila la prima colonna di tutta la tabella.

Codice set		
Codice dosimetro assegnato per la prova	Codice dosimetro proprio del laboratorio	Nota su utilizzo
-01		
-02		
-03		
-04		
-05		
-06		
-07		
-08		
-09		
-10		
-11		
-12		
-13		
-14		
-15		
-16		
-17		
-18		
-19		
-20		

Legenda della colonna "Nota su utilizzo":
OK: irraggiamento corretto
NIR: non utilizzato
WIR: irraggiamento errato
RIF: irraggiamento con fascio di riferimento S-Cs

Stampare questo elenco, firmarlo e inserirlo nel pacco coi dosimetri. Inviare il file in PDF (**senza firme e non una scansione**) all'indirizzo ptp-deng@polimi.it, così da permettere la sua compilazione prima di rispedire i dosimetri.

Data: _____

Firma: _____