



# Modulo

## ISTRUZIONI SPEDIZIONE OGGETTI SOTTOPOSTI A PROVA VALUTATIVA

### RNE.AL.LE.25.04

LMR/MOD.21.006 - agg. 2 del 2024-12-12

- Indirizzo di spedizione:

**Politecnico di Milano**  
**Dipartimento di Energia**  
**Via La Masa 34 – ed. B18**  
**20156 Milano**  
**Chiara De Camilli – tel. 02 2399 6327**  
**“Prova valutativa RNE.AL.LE.25.04”**

- Data ultima ricevimento pacco: **19 dicembre 2025**
- Numero di oggetti per set iscritto: **36 dispositivi se rivelatori a tracce; 21 se elettretti**
- Gli oggetti sottoposti a prova valutativa devono essere preparati nella stessa configurazione di utilizzo da parte degli utenti. Al rientro, per quanto possibile i dispositivi dovranno essere processati seguendo le normali procedure, utilizzate nella routine.
- Se possibile, gli oggetti non devono riportare etichette o simili che possano identificare il partecipante.
- Ogni set è identificato da un codice del tipo LExy (dove x e y sono numeri), trasmesso tramite email dal Coordinatore della prova. Ogni dosimetro deve riportare un'etichetta leggibile con i codici da LExy-01 a LExy-36 (esempio: LE99-01, LE99-02, ...).
- Preparare un elenco di corrispondenza tra codice assegnato all'oggetto e codice identificativo del laboratorio (utilizzare il modulo LMR/MOD.21.010 “Elenco oggetti sottoposti a prova valutativa”). Tale elenco deve essere stampato, firmato dalla persona di riferimento del laboratorio partecipante e inserito nella busta assieme agli oggetti.
- I dispositivi devono essere preparati pronti all'uso, in modo che l'organizzatore non debba operare nessuna manipolazione sugli stessi, se non per un eventuale meccanismo on/off.
- I dispositivi saranno così suddivisi:
  - Per i dispositivi a tracce: 3 gruppi, ognuno composto da 10 dispositivi da esporre + 2 dispositivi transito (totale 36);

- Per gli elettreti, 3 gruppi da 6 dispositivi da esporre + 1 dispositivo transito (totale 21);
- Ogni gruppo di dispositivi deve essere contenuto in una busta a tenuta di radon, opportunamente etichettata e sigillata.
- Su ognuna delle tre buste apporre solo un'etichetta con il codice del set e il progressivo dei dosimetri (esempio: da LExy-01 a LExy-12)
- Inserire le tre buste contenenti i dispositivi in un'ulteriore busta, quindi imballare in una scatola per la spedizione. Oltre ai dispositivi, la scatola deve contenere:
  - a) un'etichetta con l'indirizzo del partecipante da usarsi per la restituzione;
  - b) il modulo LMR/MOD.21.010 "Elenco oggetti sottoposti a prova valutativa";
  - c) eventuali istruzioni per il centro di taratura incaricato delle esposizioni;
  - d) solo per gli elettreti, un elenco del potenziale degli elettreti inviati.
- Sull'esterno della busta o del pacco apporre un'etichetta con l'indirizzo sopra riportato, oltre al mittente. **Non indicare alcun codice in esterno oltre a quello della prova valutativa riportata sull'etichetta.**
- La spedizione degli oggetti all'organizzazione è a carico dei partecipanti. **Si consiglia di evitare l'invio tramite raccomandata, causa problemi riscontrati nella consegna presso la portineria del campus.** Il laboratorio organizzatore provvede alla restituzione degli oggetti ai laboratori partecipanti.
- Per i corrieri o i fattorini, indicare come orari di consegna dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì. La consegna avviene presso il Laboratorio di Metrologia delle Radiazioni, via La Masa 34 – ed. B18, 20156 Milano. Come persona di riferimento indicare Chiara De Camilli, telefono 02 2399 6327.
- Una volta spedito il pacco, inviare una e-mail a [ptp-deng@polimi.it](mailto:ptp-deng@polimi.it) con l'elenco degli oggetti (modulo LMR/MOD.21.010) e con eventuale numero di lettera di vettura e relativo corriere, per controllare lo stato della spedizione.
- I moduli LMR/MOD.21.010 "Elenco oggetti sottoposti a prova valutativa" e LMR/MOD.21.011 "Etichetta per spedizione" sono disponibili al seguente link: <https://www.metro-rad.polimi.it/it/informazioni-interconfronti/>
- Al momento della restituzione degli oggetti, nel modulo LMR/MOD.21.010 "Elenco oggetti sottoposti a prova valutativa" saranno indicati eventuali note sull'utilizzo dei dispositivi.
- Indicazioni circa la trasmissione dei risultati saranno inviate contestualmente alla restituzione dei dispositivi, secondo quanto definito nel calendario della prova (LMR/MOD.21.004).
- Per ulteriori chiarimenti o per dubbi, inviare una e-mail all'indirizzo [ptp-deng@polimi.it](mailto:ptp-deng@polimi.it) o telefonare al Coordinatore, Prof. Marco Caresana (+39 02 23996336).